

DE blink® refreshing
hydratisierendes Augenspray 10ml

Zur Linderung von sich trocken anführenden, müden oder gereizten Augen

blink® refreshing hydratisierendes Augenspray
Der Sprühnebel ist eine biokompatible, feuchtigkeitsspendende und erfrischende Lösung für die Augen.

Anwendungsgebiete:

Zur Linderung von sich trocken anführenden, müden oder gereizten Augen durch langes Arbeiten am Bildschirm, Autofahren, das Tragen von Kontaktlinsen, nicht genügend Tränenflüssigkeit, Aufenthalt in verstaubten oder klimatisierten Räumen oder bei Wind und Staub auf das geöffnete Auge sprühen. Für Kontaktlinsen geeignet.

Anwendung:

- Halten Sie die Flasche unterhalb der Sprühöffnung fest, ca. 10 cm neben Ihren Augen
- Schauen Sie geradeaus und sprühen Sie zweimal je Auge
- Häufigkeit der Anwendung nach Bedarf
- Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, müssen Sie diese vorher nicht herausnehmen

Symbole

 Gebrauchsanweisung beachten  Hersteller **LOT** Chargenbezeichnung  Verwendbar bis  35°C
STERILE A Steril, Aseptische Technik  Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist  5°C Zulässiger Temperaturbereich

Vorsichtsmaßnahmen:

- Setzen Sie das Produkt bei Reizungen am Auge sofort ab und wenden Sie sich an einen Augenspezialisten
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind
- Augenoberfläche nicht mit dem Spray berühren
- Vor Hitze schützen; an einem trockenen Ort zwischen 5 und 35 °C aufbewahren
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Nicht trinken
- Produkt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden
- Innerhalb von 90 Tagen nach Anbruch verbrauchen
- Bis zur ersten Anwendung steril
- Unmittelbar nach Anwendung die Flasche mit der Kappe verschließen

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Zusammensetzung: Sterile isotonische, gepufferte Lösung mit einem pH-Wert von 7,2; enthält Natriumhyaluronat, Dinatriumedetat, Polyhexamethylenbiguanid und gereinigtes Wasser.
Enthält kein Chlorhexidin, Thimerosal, Benzalkoniumchlorid, Phenoxylethanol.

FR blink® refreshing spray oculaire
hydratant 10ml

Pour soulager les yeux secs, fatigués ou irrités

blink® refreshing spray oculaire hydratant est une solution oculaire biocompatible lubrifiante, hydratante et rafraîchissante.

Indications:

Vaporiser sur l'œil ouvert pour soulager les yeux secs, fatigués ou irrités à cause de l'utilisation prolongée d'un ordinateur, de la conduite d'un véhicule, du port de lentilles de contact, d'un lavage insuffisant, des lieux ensoleillés ou climatisés, de l'exposition au vent et à la poussière. Peut être utilisé avec des lentilles de contact.

Mode d'emploi:

- Tenir fermement le flacon, sans couvrir l'orifice du vaporisateur, à environ 10cm directement sur le côté de l'œil
- Regarder droit devant, appuyer fermement deux fois par œil
- Utiliser aussi souvent que nécessaire
- Si vous portez des lentilles de contact, il n'est pas nécessaire de les retirer

Mises en garde:

- En cas d'irritation oculaire, arrêter l'utilisation du produit et consulter un ophtalmologiste
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
- Ne pas mettre le vaporisateur en contact avec la surface de l'œil
- Tenir à l'écart de la chaleur, conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 5 °C et 35 °C
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas boire
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption
- A utiliser dans les 90 jours suivant la première utilisation/vaporisation
- Stérile jusqu'à la première utilisation/vaporisation
- Remettre le couvercle en place immédiatement après usage

Contre-indications: Aucune connue.

Composition: Solution isotonique et stérile tamponnée à pH 7,2 contenant du hyaluronate de sodium, de l'édétate de sodium, du polyhexaméthylène biguanide et de l'eau purifiée.
Ne contient pas de chlorhexidine, thimerosal, chlorure de benzalkonium, phénoxyéthanol.

Symboles

 Consulter le mode d'emploi  Fabricant **LOT** Numéro de lot  Utiliser avant  35°C
STERILE A Stérile. Technique aseptique  Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé  5°C Limites de température

CE 0051



Omisan farmaceutici
Via Galilei, Guidonia M. (Rm) - Italy
Distributed by AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co Dublin, Ireland

blink is a trademark owned by or licensed to Abbott Laboratories, its subsidiaries or affiliates.
©2015 Abbott Medical Optics Inc.



DE Sprühen Sie aus etwa 10 cm Abstand von der Seite direkt auf Ihr Auge
FR Vaporiser à environ 10cm directement sur le côté de l'œil

Abbott

IT blink® refreshing spray oculare
idratante 10ml

Per dare sollievo a occhi secchi, stanchi o irritati

blink® refreshing spray oculare idratante è una soluzione oftalmica biocompatibile lubrificante, idratante e rinfrescante.

Indicazioni:

Spruzzare nell'occhio aperto per alleviare la sensazione di secchezza, stanchezza o irritazione oculare causata da periodi prolungati al computer, alla guida, uso di lenti a contatto, lacrimazione insufficiente, ambienti fumosi o con aria condizionata, esposizione a vento e polvere.

Adatto per l'uso con le lenti a contatto.

Istruzioni per l'uso:

- Tenere saldamente il flacone, senza coprire l'orifizio dello spray, tenendolo a circa 10 cm di distanza direttamente sul lato dell'occhio.
- Guardare in avanti, premere con fermezza due volte per occhio.
- Usare il prodotto con la frequenza necessaria.
- Se si indossano lenti a contatto, non è necessario toglierle.

Avvertenze:

- In caso di irritazione oculare, interrompere l'uso del prodotto e rivolgersi all'oculista.
- Non usare in caso di allergie a uno qualsiasi degli ingredienti.
- Non toccare la superficie dell'occhio con lo spray.
- Tenere lontano da fonti di calore, conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra 5 e 35 °C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza.
- Usare entro 90 giorni dal primo utilizzo/spruzzo.
- Sterile fino al primo utilizzo/spruzzo.
- Chiudere bene il flacone immediatamente dopo l'uso.

Controindicazioni: nessuna nota.

Composizione: soluzione sterile, isotonica, tamponata a pH 7,2, contenente ialuronato di sodio, sale disodico dell'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA), polissametilene biguanide e acqua purificata.

Non contiene cloridrina, timerosal, benzalconio cloruro, fenossietanolo.

Simboli

 Leggere le istruzioni per l'uso  Fabbricante  Codice lotto  Usare entro  35°C Limitazione di temperatura

STERILE  Sterile: tecnica asettica  Non usare se la confezione è danneggiata

NL blink® refreshing hydraterende
oogspray 10ml

Voor verlichting van droog aanvoelende, vermoeide of geïrriteerde ogen

blink® refreshing, hydraterende oogspray is een biocompatibele verzachtende, bevochtigende en verfrissende oogvloeistof.

Indicaties:

Sprayen op het gesloten oog voor verlichting van droog aanvoelende, vermoeide of geïrriteerde ogen veroorzaakt door langdurig gebruik van een computer, het besturen van een voertuig, het dragen van contactlenzen, onvoldoende traanvorming, omgevingen waar gerookt wordt of airconditioning aanwezig is, blootstelling aan wind en stof. Geschikt voor gebruik met contactlenzen.

Gebruiksaanwijzing:

- Houd de fles stevig vast, zonder de vervelepopening af te dekken, op ongeveer 10 cm rechtstreeks aan de zijkant van uw oog.
- Kijk recht voor u; druk stevig tweemaal per oog.
- Zo vaak als nodig gebruiken.
- Als u contactlenzen draagt, hoeft u ze niet eerst uit te nemen.

Waarschuwingen:

- Stop het gebruik van het product in geval van oogirritatie en neem contact op met een oogarts.
- Niet gebruiken bij een allergie voor een van de bestanddelen.
- Het oogoppervlak niet aanraken met de spray.
- Uit de buurt van warmtebronnen houden en bewaren op een droge plaats tussen 5 en 35 °C.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet opdrinken.
- Het product niet na de laatste gebruiksdatum gebruiken.
- Gebruiken binnen 90 dagen na eerste gebruik/spray.
- Steriel tot eerste gebruik/spray.
- Na gebruik onmiddellijk de dop vervangen.

Contra-indicaties: Geen bekend.

Samenstelling: Steriele isotone, gebufferde vloeistof met een pH van 7,2 die natriumhyaluronaat, dinatriumedetaat, polyhexamethyleen biguanide en gezuiverd water bevat.

Bevat geen chloorhexidine, timerosal, benzalkoniumchloride, fenoxietanolo.

Symboolen

 Zie gebruiksaanwijzing  Fabrikant  Partijcode  Gebruiken vóór  35°C Temperatuurlimiet

STERILE  Steriel. Aseptische techniek  Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is



IT Spruzzare a circa 10 cm di distanza direttamente sul lato dell'occhio.

NL Spreek op ongeveer 10 cm rechtstreeks van de zijkant van uw oog.

©2015 Abbott Medical Optics Inc.

Abbott